

〔AEDが到着後の手順〕

6) AEDを傷病者の頭の近くに置き、電源を入れる




AEDは「普段どおりの呼吸」がない傷病者を対象に到着しだい使用する。

AEDの電源を入れます。(機種によって、電源ボタンを押すタイプと、ふたを開けると自動的に電源が入るタイプがあります。)後は音声メッセージに従って進めます。


7) 電極パッドを貼る

傷病者の胸部に電極パッドをしっかりと貼り付けます。(貼付位置はパッドに絵で示されています。)



8) 心電図の解析

電極パッドを貼り付けると「体から離れて下さい!」との音声メッセージが始まり、自動的に心電図の解析が始まります。周囲の人にも離れるように伝え、誰も傷病者に触れていないことを確認してください。



9) 電気ショックと心肺蘇生の再開

「ショックが必要です」などの音声メッセージが流れ、自動的に充電が始まります。「ショックボタンを押して下さい」のメッセージがあれば、ショックボタンを押し、電気ショックを行います。その後、ただちに胸骨圧迫から心肺蘇生を再開します。

10) ショック不要の指示が出たら、すぐに心肺蘇生を再開する

「ショックは不要です」の音声メッセージが流れた場合は、ただちに胸骨圧迫から心肺蘇生を再開します。

※AEDの電極パッドは傷病者の胸から剥がさず、電源も入れたままにしておいて下さい。

広告欄

↓
広告主のお名前が入ります

あなたにもできる心肺蘇生 AEDの使い方



「救命の連鎖」
(Chain of Survival)

姫路市消防局

☎223-0003(代)

ホームページアドレス

<http://www.city.himeji.lg.jp/syoubou.html>

救急講習に関するお問い合わせは

☎223-9557